實驗1 熟悉基本度量儀器與數據分析

編者:國立清華大學物理系教授 戴明鳳 編寫日期:2012/9/24

一、目的:

- 1. 認識實驗常用的幾種基本量測儀器,瞭解其設計原理,並熟悉正確的使用方法。
- 2. 建立實驗測量的基本概念和實驗數據的正確取法。
- 3. 瞭解實驗數據的誤差來源,實驗數據和誤差的正確處理流程。
- 4. 建構數據分析的基本常識和處理技巧。
- 二、數據分析原理及方法:請參閱本實驗詳細的教材講義
 - 1. 測量值:實驗測量所得的數據有一定的精確度和誤差。
 - (1) 物理量:數量 + 精密度 + 單位,如 $a.bc \pm d \times 10^{n}$ 公尺。
 - (2) 有效數字:精確位數的數字+ 一位估計位數 (3.13 cm),精確值由測量儀器的測量 準確度決定,估計位數僅一位數。
 - (3) 實驗誤差:來源有二
 - (a) 系統誤差:設備系統誤差,環境系統誤差,人為誤差
 - (b) 統計誤差和隨機誤差
 - 2.多次測量可提高物理量的精確度和降低誤差量:數據分析流程為,先就多次測量所得 之數據求算「算數平均值」,再計算偏差。通常有下列三種不同的偏差處理方式,

算數平均值=
$$\bar{x} \equiv \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$
 (1)

第 n 個測量值與算術平均值間的偏差 $d_n = x_n - \overline{x}$

(1) 平均偏差:

$$D \equiv \frac{|d_1| + |d_2| + \dots + |d_n|}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i} |d_i|$$
 (2)

(2) 標準偏差:

$$\sigma \equiv \sqrt{\frac{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}{n}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i^2}$$
 (3)

當數據測量次數 n 為有限時,則較正確的標準差應作如下的修正:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} d_i^2} \tag{4}$$

(3) 平均標準差:

用統計理論,可以從一組點個量度的標準差 σ 算 $\sigma_{\overline{z}}$,其計算式為:

$$\sigma_{\bar{\mathbf{X}}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i} d_{i}^{2}} \tag{5}$$

3.統計理論:

(1) 二項式分佈(binomial distribution):若一事件發生的形式只有 X 與 Y 兩種,而 X 的發生機率 p ,Y 的發生機率為 q ,故 q = I - p 。在 N 次的實驗中,X 形式發生 n 次的機率分布如下所示,此式稱之為二項式分佈函數:

$$P_B(n) = \frac{N!}{n!(N-n)!} p^n q^{N-n}$$
 (6)

(2) **朴松分佈(Poisson's distribution)**: **當** *N*→∞ 時,上式二項式分佈函數趨近朴松分佈:

$$P_p(n) = \frac{m^n e^{-m}}{n!} \tag{7}$$

式中m為n的平均值,則標準偏差為 $\sigma = \sqrt{m}$ (8)

當 m 值越大,分布圖形越接近對稱,同時由(8)式可知: σ/m 越小。通常在原子物理及原子核物理實驗中,為了獲得較佳的統計誤差,多採用此統計分布。




圖 1 朴松分佈曲線圖: (a) m = 2; (b) m = 2。

(3) 常態分佈(normal distribution),又稱高斯分佈(Gaussian distribution): 當朴松分佈中的m非常大的情形,意即 $N\to\infty$ 且m也非常大時,測量值的分布情形接近如下的分布函數:

$$P_G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-(x-x_0)2/2\sigma^2}$$
 (9)

式中, x_0 為鐘形分佈之鐘頂位置的x座標值,即為最可能的測量結果; σ 為標準差, σ 與x的單位相同。一組呈常態分佈形式的數據,其算術平均值是在常態曲線的對稱中心,即 x_0 值。




圖 2(a)典型的高斯常態分布函數,縱軸表示一個 x 值發生的或然率 $P_G(x)$,橫軸表以 σ 為單位的 x 值;圖中假設 $x_0=0$ 。(b)三個不同標準差的常態分布曲線,曲線下的面積都是 1(100%)。

4.誤差傳遞:

物理量分為**基本量**與**導出量**,導出量是由幾個基本量經運算而得的物理量;例如密度=質量/體積。故導出量的平均標準差就須由測量所得之各物理量的偏差計算而得。測量所得之數據的誤差,經加、減、乘、除等四則運算,都將傳遞每一測量值的誤差,並影響最後導出量的平均值和偏差的計算結果。

假設 x、y 為兩個獨立的物理變數,經多次測量、計算與分析得兩物理量的平均值和偏差量分別為

$$x = \bar{x} + \sigma_x$$
, $y = \bar{y} + \sigma_y$

則x、y 兩物理量加、減、乘或除後的誤差量計算分別如下

(1) 加、減的誤差傳遞:

$$z = \overline{x \pm y} = \overline{x} \pm \overline{y} \tag{11}$$

$$\sigma_z^2 = \sigma_{\overline{x+y}}^2 = \sigma_{\bar{x}}^2 + \sigma_{\bar{y}}^2 \tag{12}$$

n 個物理量相加、減後,平均標準差計算的一般式則為

$$\sigma^{2} = \sigma_{1}^{2} + \sigma_{2}^{2} + \dots + \sigma_{n}^{2}$$
 (13)

(2) 乘、除的誤差傳遞:

$$\left(\frac{\sigma \overline{xy}}{\overline{xy}}\right)^{2} = \left(\frac{\sigma_{\overline{x}}}{\overline{x}}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{\overline{y}}}{\overline{y}}\right)^{2} \quad \text{id} \quad \left(\frac{\sigma \overline{x/y}}{\overline{x/y}}\right)^{2} = \left(\frac{\sigma_{\overline{x}}}{\overline{x}}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{\overline{y}}}{\overline{y}}\right)^{2}$$
(15)

一般式為
$$\left(\frac{\sigma}{y}\right)^2 = \left(\frac{\sigma}{y_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{y_2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\sigma_n}{y_n}\right)^2$$
 (16)

(16)式中y為導出量的平均值, y_1 、 y_2 、...、 y_n 為乘、除計算中每一個物理量的平均值, σ_i 為各物理量 y_i 的平均標準差。

(3) 有幕次的乘除:


$$z = \overline{x^l y^m} = \overline{x^l} \overline{y^m} = \overline{x}^l \overline{y}^m$$

$$\left(\frac{\sigma_{\overline{x^l y^m}}}{\overline{x^l y^m}}\right)^2 = l^2 \left(\frac{\sigma_{\overline{x}}}{\overline{x}}\right)^2 + m^2 \left(\frac{\sigma_{\overline{y}}}{\overline{y}}\right)^2$$
(17)

根據上述運算求出導出量的平均標準差後,導出量的正規表示為"平均值±平均標準差"。有時誤差以百分誤差表示,即導出量表為 " $y \pm (\sigma/y) \times 100\%$ "。例如:某張桌子的面積為 $(1003 \pm 0.2\%)$ cm²。

三、儀器:

◆ 一般直尺



儀器使用前/時應注意事項:

1. 游標尺,螺旋測微器零點誤差及數值如何讀取(精確度)。

- 測微器:先以大轉軸接近待測物後,轉動小轉軸到有滴答聲,每一聲表一固定壓力, 以聽到2聲滴答即可。
- 3. 三樑天平: 水平調整→歸零
- 4. 電子天平,精密天平: 水平調整→歸零→參數設定(單位,檔位切換)
- 5. 確認各項儀器的準確度(有效位數)。
- 6. 蓋格計數器的工作電壓為高電壓,學生勿自行調整,由技術人員或指導教師設定。
- 7. 電子血壓計之壓脈帶正確量測高度於上臂與心臟同高(請參閱說明書)

四、實驗步驟:

(一) 預報必讀必做:

- 1. **熟悉基本儀器**:請自行上網查詢,熟悉,並寫出下列各項儀器的(1)設計/工作原理、(2)操作方式、(3)其測量的精確度和(4)使用時應注意事項。
 - (a) 游標尺
 - (b) 螺旋測微器
 - (c) 三樑天平
 - (d) 電子天平
 - (e) 精密天平
 - (f) 蓋格計數器
 - (g) 水銀式血壓機和電子血壓計
 - (h) 手持式雷射測距儀
- 2. 實驗數據記錄表格設計:請先自行設計本實驗中所須使用到的各種數據紀錄表格(為 預報給分的主要參考標準之一)。表格範例一為物體密度測量數據紀錄「參考」表。
- (二) **測量待測物的密度**:待測物由教師或助教決定 1-2 種物體,請勿與前一學年度所選擇的 待測物體相同。
 - 1. **長度測量**:用一般直尺, 游標尺, 螺旋測微器測量待測物之各向度的尺寸(如矩型體的長、寬、高或球形體的直徑)各 10 次, 建議兩位組員輪流各做 5 次。

注意事項:

- (1) 以一般直尺測量,不一定需從尺的零點開始測,建議每次採用直尺不同位置測定。
- (2) 游標尺和螺旋測微器每次使用前均需做零點的誤差校正。
- 2. **質量測量**:用三樑天平,電子天平,精密天平測量待測物體的質量各 10 次,建議兩位組員輪流各做 5 次。天平使用前請務必做水平調整與歸零。
- 測量值之數據分析:計算與分析所有直接測量所得之數據的平均值和常用三種偏差值 (平均偏差、標準偏差及平均標準偏差);並比較三種偏差值的差異。
- 4. **導出量密度與誤差傳遞計算**:請列出密度導出量計算的詳細過程,並詳列各計算過程中,所有導出量的誤差傳遞情形、計算過程方法和結果。

5. 問題:

(1) 本實驗中的各項直接測量量和導出量的誤差來源。

- (2) 增加所一物理量的測量次數,對數據的準確度和偏差會有何影響?
- (3) 形狀不規則的物體如何獲得測量其體積和密度?請寫出詳細的測量過程。
- (4) 從本實驗中您獲得哪些技巧和實驗心得?

表格範例一 待測物體名稱:

物理量	質量 (g)						待測體長度(如直徑或長、寬、高)					
							(cm)					
物理量代號	M1		M2		M3		R1		R2		R3	
測量儀器	三樑天平		一般電子天平		公析雲子王亚		一般直尺		游標尺		螺旋測微計	
(型號:??)	一作八丁		放电子八十		刀机电子尺寸		双且八		70万4示 八		- 5770天771以前	
準確度												
有效位數												
測量值/誤差	測量值	誤差	測量值	誤差	測量值	誤差	測量值	誤差	測量值	誤差	測量值	誤差
測量#1												
測量#2												
測量#3												
測量#4												
測量#5												
測量#6												
測量#7												
測量#8												
測量#9												
測量#10												
平均值												
平均偏差												
標準偏差												
平均標準偏差												
導出量	體積		體積表示結果			密度		密度表示結果				
平均值												
平均偏差												
標準偏差												
平均標準偏差											_	·

- (三) 統計分析:以蓋格計數器測量結 60 (Co⁶⁰)輻射源的輻射率,即在特定時間間隔內的輻射計量。因結 60 輻射源的半衰期長達 5.27 年,故在半天的實驗課期間內,Co60 輻射源的輻射計量雖不見得完全相同,但大致相同。
 - 1. 蓋革計數器的簡易操作說明貼於儀器的上方,高電壓源(400-800V 之間)技術員已設定好,請勿異動。設定輻射計數時間間隔為 0.5 min,即每 30 秒計數一次。
 - 2. 紀錄每30秒顯示一次的輻射計數值,連續紀錄50次輻射計量值。
 - 3. 收集其他組使用同一計數器所記錄的數據。同一計數器若有 n 組共用,則共得 50n 個數據。

- 4. 分別就自己所測量的 50 個數據,50 個/組 \times 2 組,50 個/組 \times 3 組,...50 個/組 \times \times 相等數據量繪製 n 條數據分布曲線。
- 5. 解釋所得之曲線所呈現的物理意義,並比較這些分布曲線的變化趨勢和半寬高結果。
- 6. 使用(1)式及(8)式,並根據自己所紀錄的 50 個數據,及 50 個/組 x 2 組,50 個/組 x 3 組,...50 個/組 x n 組等計數值,分別計算不同數據量之輻射計量的平均值、標準差和平均標準差。
- 7. 將計算所得的結果和分布曲線圖所觀測到的結果與趨勢做比較。

(四) 以電子血壓計測量自己的血壓:

- 1. 每隔 5 分鐘,量測並記錄一次自己的高血壓和低血壓值,連續測 9 次。
- 2. 根據所得數據,計算自己血壓的平均值、平均偏差值、標準差及平均標準差。

(五)雷射測距:

1. 以手持式雷射測距儀測量指定空間的長、寬、高,並計算其面積大小和坪數。

五、問題:

- 1. 量金屬圓柱體的高度和直徑時,應該在同一位置量多次,還是不同位置與不同方向都要量?為什麼?
- 2. 為什麼用直尺量長度多次時,且每次要取自直尺不同的位置?
- 3. 一個長方形物體的長、寬各測十次,計算面積時應以長度平均值與寬度之平均值相乘,或是長、寬一對一相乘後再平均?說明理由。
- 4. 誤差來源有系統誤差及統計誤差,請解釋之。此實驗所使用的儀器之系統誤差有哪些?
- 5. 設計一準確度為 0.02 mm 的游標尺。
- 6. 試將步驟(三)所得之數據分布圖與朴松分佈及高斯分佈做比較。
- 7. x²的標準差利用(15)式和(18)式計算所得的結果有何不同?那一種是正確的?為什麼?
- 8. 電子血壓計的量測原理為何?
- 9. 準確度與精密度的差異。